

	STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA	SOP03/PCiC	
	ZASADY DOTYCZĄCE ZLECANIA BADAŃ, PRZYGOTOWANIA PACJENTA I POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ CYTOMORFOLOGICZNYCH	Wydanie	1
		Data wydania	15.01.2024
		Zmiana strony	-

ZASADY DOTYCZĄCE ZLECANIA BADAŃ, PRZYGOTOWANIA PACJENTA I POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ CYTOMORFOLOGICZNYCH

1. Przygotowanie pacjenta do badania:

- 1.1. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie pacjenta - nie ma konieczności pobierania próbek na czczo.
- 1.2. Przed pobraniem materiału pacjent powinien zapoznać się z drukiem „*INFORMACJE DLA PACJENTA DOTYCZĄCE CELU I SPOSOBÓW WYKONANIA BADAŃ CYTOMORFOLOGICZNYCH.*”

2. Zlecenie badań:

- 2.1. Zlecenie badań odbywa się poprzez system AMMS (jednostki USK w Rzeszowie) lub w formie papierowej (jednostki zewnętrzne) na aktualnym formularzu skierowania.
- 2.2. Przed pobraniem materiału należy sprawdzić tożsamość pacjenta i zakres zleconych badań, opisać próbki imieniem i nazwiskiem pacjenta, a także datą pobrania.
- 2.3. Na skierowaniu osoba pobierająca wpisuje datę i godzinę pobrania materiału oraz sygnuje swoim podpisem.
- 2.4. Pobieranie i przyjmowanie materiału odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.00.

3. Rodzaj materiału:

- 3.1. **Szpik kostny:** na szkiełku rozmazowym

4. Krótkoterminowe przechowywanie materiału przed przekazaniem do laboratorium

- 4.1. Materiał do badań cytomorfologicznych pobrany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie należy niezwłocznie dostarczyć do Pracowni.
- 4.2. W przypadkach jednostek zewnętrznych- Pracownia dopuszcza przechowanie materiału przed transportem **do 24 godzin** w temperaturze pokojowej lub w lodówce.
- 4.3. W szczególnych przypadkach Pracownia może przyjąć materiał z odstępstwem, jeżeli był przechowywany **do 72 godzin**, o ile było to uzgodnione z kierownikiem Pracowni.
- 4.4. Materiału biologicznego **nie należy zamrażać** ani wystawiać na temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza.